



V G G

Dato 19.02.18	Elevkode C612	Kjønn: jente gutt	Det første språket du lærte: norsk annet
------------------	------------------	----------------------	---

utstyr:

2 måleskjeer	1 lynlåspose
1 målesylinder (minst 10 mL)	3 plastkopper
Natron	1 kaffefilter
Kalsiumklorid	2 binderser
Fenolkødt løsning	
Fremgangsmåte:	
Grå sammen tre og tre	
Sett sammen utstyret (ikke rør det)	
Fest kaffe filteret over en kopp med to binderser	
Ha litt natron i den ene koppen og litt kalsiumklorid i den andre koppen	
Ta en strøken skje med natron i lynlåsposen	
Ta to strøkne skjeer med kalsiumklorid i lynlåsposen	
Klem ut all luften fra posen	

Mål 10 mL fenolrødt løsning

Lukk nosen halveis og putt fenolrødt
løsning i nosen

Lukk nosen og observer hva som skjer
Når du er ferdig med å observere, skal
du helle VGB-reaksjonen opp i koppen
med kaffefilteret og kaste lynlåsprosen